



Microscopi petrografici serie PM

I microscopi petrografici Motic PM sono particolarmente indicati per uso didattico. I modelli sono, infatti, dotati di funzionalità ideali per le applicazioni previste e diffuse in ambito didattico.

● Modello PM-1805

Testa monoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°
 Oculari a grande campo WF 10X / 18mm (con reticolo a croce piano)
 Revolver portaobiettivi quadruplo
 Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S
 Messa a fuoco macrometrica e micrometrica separate
 Piano di lavoro rotante a 360° con tacche graduate (1° ogni tacca)
 Condensatore foceggiabile Abbe 1,25 N.A.
 Diaframma ad iride con porta filtri
 Illuminazione alogena 12V / 20W con regolatore d'intensità
 Alimentazione 220V-240V VDE con presa CE
 Analizzatore e polarizzatore inclusi



● Modello PM-2805

Testa monoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°
 Oculari a grande campo WF 10X / 18mm (con reticolo a croce piano)
 Revolver portaobiettivi quadruplo
 Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S
 Analizzatore con slitta e filtri da 1 λ e 1/4 di λ, lenti Bertrand
 Messa a fuoco macrometrica e micrometrica coassiale
 Piano di lavoro rotante a 360° con tacche graduate (1° ogni tacca)
 Condensatore foceggiabile Abbe 1,25 N.A.
 Diaframma ad iride con porta filtri
 Illuminazione alogena 12V / 20W con regolatore d'intensità
 Alimentazione 220V-240V VDE con presa CE



ACCESSORI OPZIONALI

Oculari (per unità)

Oculare Huygens H5X / 14,5mm
 Oculare a grande campo WF 10X / 18mm
 Oculare a grande campo WF 15X / 12mm

Oculari Micrometrici (per unità)

Oculare micrometrico WF 10X / 18mm, 100 divisioni in 10mm
 Oculare a grande campo WF 10X / 18mm (reticolo a croce)
 Reticolo 19mm (per oculare da 18mm), 100 divisioni in 10mm
 Reticolo a croce 19 mm (per oculari da 18mm)
 Porta reticolo

Obiettivi acromatici EA

Obiettivo acromatico 4X / 0,10
 Obiettivo acromatico 10X / 0,25
 Obiettivo acromatico 20X / 0,40
 Obiettivo acromatico 40X / 0,65 / S
 Obiettivo acromatico 60X / 0,85 / S

Ricambi

Filtro blu
 Copertina antipolvere (misura B)
 Valigia in alluminio

Ricambi illuminazione

Lampadina alogena 12V / 20W



Oculari (per unità)