

Garantía **5** años

# SL-47 LED

## Características

- Cabezal Binocular inclinado 45°
- Distancia interpupilar ajustable entre 51 mm y 75 mm,
- Corrector de dioptrías en porta-ocular izquierdo de +/- 5 dp.
- Cabezal está soportado por una barra horizontal de 30 cm
- Objetivo**, porta-objetivo metálico de 2X e intercambiable.
- Enfoque** rápido por deslizamiento vertical del conjunto.
- Base** sólida que alberga la columna vertical y el interruptor de encendido de la iluminación.
- Iluminador** tipo LED de 20mA, 3,5V, 70mW ubicado en el cabezal. Conexión a red 220V-240V.
- Cumplen las normativas de seguridad V.D.E. y C.E.**
- Caja de porexpan y funda de plástico.



**Motic®** See the world from a different scope

Para mas información contacta con tu distribuidor Oficial Motic o en [motic@motic-spain.com](mailto:motic@motic-spain.com)