

SMZ140 ●

Stereozoom Microscope Series

Approfitte della comodità e della versatilità di poter osservare un'immagine ampia, con un ingrandimento 10x, e di poter ingrandire fino a 40x per visualizzare meglio i particolari... o qualsiasi altro punto intermedio. La **serie SMZ140** offre un'alta prestazione ottica associata al controllo dell'intensità dell'illuminazione alogena incidente e trasmessa.

Troverà inoltre a sua disposizione un'**ampia gamma di accessori** come, per esempio, obiettivi aggiuntivi e attrezzatura per polarizzazione e campo scuro,

SMZ-143 N2GG*

- Testa trinoculare inclinata a 45°, 360° girevole
- Separatore di fascio dal tubo portaoculare sinistro
- Oculare a grande campo 10X/20mm con regolazione diottrica
- Range dello zoom da 1 a 4X, ingrandimento standard totale da 10X a 40X con fermi a scatto a 10X, 20X, 30X e 40X
- Distanza di lavoro 80mm
- Bloccaggio della messa a fuoco con sistema pignone e cremagliera ed innesto di sicurezza
- Stativo fisso con illuminazione alogena incidente e trasmessa con interruttori separati
- Luce incidente: 12V/15W; luce trasmessa 12V/10W con regolatore d'intensità
- Fornitura standard di piani per il tavolino di 80mm (in vetro smerigliato, bianco e nero).



* Consulti il nostro Catalogo Generale o contatti il suo distributore Motic per ricevere ulteriori informazioni riguardo alla nostra gamma completa di modelli e di accessori