

# ST30 ●

## Stereo Microscope Series

L 'ST-30C-2L00 è stato, per molti anni, in microscopio stereo Motic **più ricercato** nelle scuole. La prestazione ottica e l'affidabilità dei loro componenti metallici rendono i microscopi della serie ST-30 ideali per un uso quotidiano da parte degli studenti.

Come opzione avanzata, Motic fornisce anche un innovativo sistema di **illuminazione LED cordless** che proporziona immagini più chiare e luminose senza generazione di calore. Le versioni LED, di lunga durata e a basso consumo di energia, sono una scelta ecologica e rispettosa dell'ambiente.

### Model ST-30C-2L00\*

- Testa binoculare inclinata all'indietro a 45° con regolazione diottrica sul tubo sinistro
- Oculare a grande campo 10X/20mm
- Cambiatore d'ingrandimento 2X/4X
- Obiettivi parafocali, paracentrici e acromatici. L'ingrandimento viene cambiato girando la torretta di 180° fino a raggiungere lo scatto.
- Bloccaggio della messa a fuoco con sistema pignone e cremagliera ed innesto di sicurezza
- Stativo fisso con illuminazione al tungsteno incidente e trasmessa 12V/10W
- Fornitura standard di piani per il tavolino di 80mm (in vetro smerigliato, bianco e nero).



\*Disponibile anche con **illuminazione LED** e con differenti posizioni dei tubi d'osservazione. Consulti il nostro Catalogo Generale o contatti il suo distributore Motic per ricevere ulteriori informazioni riguardo alla nostra gamma completa di modelli e di accessori.